

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kiaa1524 (Cip2A) Para Wb, Elisa - Q8Tcg1

Número do item: CM0015031



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KIAA1524 (CIP2A) humano, validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de inibição de PP2A, estabilização de MYC e pesquisa sobre instabilidade genômica em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIAA1524 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p90; NOCIVA; KIAA1524
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57650
GeneID	57650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 681-905 do KIAA1524 humano (NP_065941.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TCG1
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Bolsa de gelo