

Anti-Kif14 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15058

Número do item: CM0015068

introdução

Anti-KIF14 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta KIF14 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre divisão celular, citocinese e apoptose. Ideal para estudos da função motora de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF14 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MKS12, MCPH20, KIF14
Espécie	Humano
ID do Gene	9928
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1399-1648 do KIF14 humano (NP_055690.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15058
Peso da Proteína	186kDa
Envio	Saco de gelo