

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kif17 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9P2E2

Número do item: CM0019129

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KIF17 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta KIF17 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o tráfego ciliar e o transporte neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KIF3X; KLP-2; OSM-3; KIF17B; KIF17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57576
GeneID	57576
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-660 do KIF17 humano (NP_001116291).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2E2
Peso da Proteína	115kDa
Envio	Saco de gelo