

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kif19 Para Wb, Elisa - Q2Tac6

Número do item: CM0018088

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KIF19 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com KIF19 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre cílios e dinâmica dos microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra KIF19
Observações/Apelido	KIF19A; KIF19
Espécie	Humano
GeneID (humano)	124602
GeneID	124602
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q2TAC6
Massa da proteína	111 kDa
Envio	Bolsa de gelo