

Anticorpo Policlonal Anti-Kif1C Para Wb, Elisa - 043896

Número do item: CM0023759



introdução

KIF1C Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para aplicações de WB e ELISA, detectando KIF1C humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos do transporte retrógrado do Golgi para o RE e da função motora de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF1C Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAX2; LTXS1; SATX2; SPAX2; SPG58; KIF1C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10749
GeneID	10749
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 810-960 do KIF1C humano (NP_006603.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43896
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Saco de gelo