

Anticorpo Policlonal Anti-Kif20A Para Wb, Elisa - 095235

Número do item: CM0015901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho KIF20A validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Detecta uma proteína de 100 kDa envolvida na mitose e na dinâmica do Golgi. Ideal para pesquisas de biologia celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF20A pAb de Coelho
Observações/Apelido	RCM6; MKLP2; RAB6KIFL; KIF20A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10112
GeneID	10112
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 591-890 do KIF20A humano (NP_005724.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095235
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco de gelo