

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kif20B Para Wb, Elisa - Q96Q89

Número do item: CM0015843

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à KIF20B humana, especificamente à sua região C-terminal. Validado para aplicações de Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar citocinese, polarização neuronal e câncer de bexiga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF20B Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9585
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1200-1500 da KIF20B humana (NP_057279.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Q89
Peso Proteico	211kDa
Envio	Bolsa de Gelo