

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Kif22 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14807

Número do item: CM0023540



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra KIF22 (KID, KNSL4) detecta amostras humanas e de camundongo. Adequado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Tem como alvo uma proteína mitótica semelhante à cinesina; útil para pesquisa em divisão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho KIF22
Observações/Apelido	KID; OBP; KNSL4; OBP-1; OBP-2; SEMDJL2; A-328A3.2; KIF22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3835
GeneID	3835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 456-665 do KIF22 humano (NP_015556.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14807
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo