

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kif23 Para Wb, Ip, Elisa - Q02241

Número do item: CM0009966



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra KIF23 humano (MKLP1), validado para Western blotting (WB), imunoprecipitação (IP) e ELISA. Reconhece KIF23 humano e de rato, com peso molecular previsto de aproximadamente 110 kDa. Adequado para estudos de citocinese e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-KIF23
Observações/Alcunhas	CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDAIII; CDAN3A; MKLP-1; KIF23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9493
GeneID	9493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 801-960 de KIF23 humano (Q02241)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q02241
Peso da Proteína	110 kDa
Envio	Bolsa de gelo