

Anticorpo Policlonais Anti-Kif2A Para Wb E Elisa - 000139

Número do item: CM0019989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KIF2A validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta KIF2A humano, de camundongo e rato (~80kDa). Adequado para pesquisa em mitose e desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF2A Rabbit pAb
Observações/Alias	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3796
ID do Gene	3796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-220 da KIF2A humana (NP_004511.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00139
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo