


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Kif2C/Mcak Para Wb, Elisa - Q99661

Número do item: CM0005145



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína humana KIF2C/MCAK (proteína cinesina-like KIF2C, cinesina associada ao centrômero mitótico). Adequado para WB e ELISA. Uso em pesquisa em mitose, segregação cromossômica e dinâmica do cinetócoro-microtúbulo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho KIF2C/MCAK
Observações/Apêndices	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11004
GeneID	11004
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da proteína humana KIF2C/KIF2C/MCAK (Q99661).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99661
Peso Proteico	81kDa
Envio	Em saco de gelo