

## Anticorpo Policlonal Anti-Kif3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y496

Número do item: CM0029767

### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KIF3A para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta KIF3A, uma proteína motora de microtúbulos envolvida na formação do cílio primário e no transporte intracelular. Reage com Humano, Camundongo, Rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho KIF3A                                                                                                         |
| Observações/Apelido | FLA10; KLP-20; KIF3A                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 11127                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 11127                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 430-699 do KIF3A humano (NP_008985.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | Q9Y496                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 80kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |