


Anticorpo Monoclonal Anti-Kif4A Para Wb - O95239

Número do item: CM0010712



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-KIF4A validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta KIF4A humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a segregação cromossômica e a citocinese durante a mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-KIF4A
Observações/Aliás	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	24137
GeneID	24137
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da KIF4A humana (O95239).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O95239
Peso da proteína	140 kDa
Envio	Bolsa de gelo