

Anticorpo Monoclonal Anti-Kif5B Para Wb, If-P, Elisa - P33176

Número do item: CM0003445



introdução

mAb de coelho anti-KIF5B validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta KIF5B endógeno em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa sobre a função do motor da cinesina-1, transporte mitocondrial/lisossomal e alongamento do axônio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-KIF5B de coelho
Observações/Apelidos	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3799
GeneID	3799
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da KIF5B humana (NP_004512.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33176
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo