


## Anticorpo Policlonal Anti-Kif5B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33176

Número do item: CM0017874



### introdução

O pAb de coelho KIF5B é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Alveja a cadeia pesada da cinesina-1 para pesquisa de proteínas motoras e transporte intracelular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | KIF5B Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 3799                                                                                                                       |
| GeneID              | 3799                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 650-770 do KIF5B humano (NP_004512.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P33176                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 110kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |