

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kifap3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92845

Número do item: CM0010902

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-KIFAP3 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína associada à cinesina 3, essencial para o movimento cromossômico e ancoragem do fuso mitótico. Ideal para pesquisa de divisão celular e proteínas motoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIFAP3 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190116.1; KIFAP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22920
GeneID	22920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 675-792 da KIFAP3 humana (Q92845)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92845
Peso Proteico	91kDa
Transporte	Saco de gelo