

Anti-Kifap3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92845

Número do item: CM0027228

introdução

Anti-KIFAP3 anticorpo policlonal de coelho validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com KIFAP3 humano, de camundongo e de rato, envolvido no movimento cromossômico. Ideal para pesquisa sobre ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIFAP3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190116.1; KIFAP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22920
GeneID	22920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do KIFAP3 humano (NP_055785.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92845
Peso Proteico	91kDa
Envio	Saco de gelo