

Anticorpo Policlonais Anti-Kifc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw19

Número do item: CM0029686



introdução

KIFC1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. É dirigido ao KIFC1 humano (HSET), uma proteína motora dirigida à extremidade menos, essencial para a formação do fuso mitótico. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIFC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSET; KNSL2; KIFC1
Espécie	Humano
GeneID	3833
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BW19
Peso Molecular da Proteína	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo