

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kifc1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Bw19

Número do item: CM0003410



introdução

A CamelBio fornece anticorpo monoclonal de coelho anti-KIFC1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta KIFC1 humana e de camundongo. Essencial para pesquisas sobre divisão celular e proteínas motoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-KIFC1
Observações/Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3833
ID do Gene	3833
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 da KIFC1 humana (Q9BW19)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9BW19
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)