

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kifc3 Para Wb, Elisa - Q9Bvg8

Número do item: CM0030201



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KIFC3 humano, validado para WB e ELISA. Reage com KIFC3 humano e de rato, uma proteína motora de microtúbulos de extremidade negativa envolvida no transporte apical e na manutenção da zônula de adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIFC3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KIFC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3801
GeneID	3801
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-390 do KIFC3 humano (NP_005541.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BVG8
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo