

Anticorpo Policlonal Anti-Cadeia Leve De Cinesina 1 (Klc1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07866

Número do item: CM0031062



introdução

O pAb de coelho KLC1 detecta KLC1 humano, de camundongo e de rato (UniProt Q07866) validado para WB, IHC-P, ELISA. Uma proteína motora de cinesina envolvida no transporte de organelas, ideal para pesquisas em neurociência e tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cadeia leve de Cinesina 1 (KLC1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	KLC; KNS2; KNS2A; Cadeia leve de Cinesina 1 (KLC1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3831
GeneID	3831
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-560 da Cadeia leve de Cinesina 1 (KLC1) humana (NP_005543.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07866
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo