

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Leve De Cinesina 1 (Klc1) Para Wb, Elisa - Q07866

Número do item: CM0002446



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Cadeia Leve de Cinesina 1 (KLC1) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para estudos de transporte de organelas e proteínas motoras de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Cadeia Leve de Cinesina 1 (KLC1)
Observações/Apelido	KLC; KNS2; KNS2A; Cadeia Leve de Cinesina 1 (KLC1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3831
GeneID	3831
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 da Cadeia Leve de Cinesina 1 (KLC1) humana (Q07866)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q07866
Peso Molecular da Proteína	65kDa
Envio	Em saco de gelo