


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kininogen 1 (Kng1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P01042

Número do item: CM0021422



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Kininogen 1 (KNG1) humano, validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA; detecta KNG1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de coagulação e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Kininogen 1 (KNG1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininogen 1 (KNG1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3827
ID do Gene	3827
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-427 do Kininogen 1 (KNG1) humano (NP_000884.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01042
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo