


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kininogen 1 (Kng1) Para Wb - P01042

Número do item: CM0013444



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Cininogênio 1 (KNG1) humano, validado para WB e ELISA. Detecta cininogênio humano, de camundongo e de rato; 72 kDa. Ideal para estudos de coagulação, bradicinina e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cininogênio 1 (KNG1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Cininogênio 1 (KNG1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3827
GeneID	3827
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-427 do Cininogênio 1 humano (NP_000884.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01042
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo