


Anticorpo Monoclonal Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P43628

Número do item: CM0012737



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra KIR2DL2/KIR2DL3 humano, adequado para WB, IF/ICC, FC e ELISA. Reconhece um receptor inibitório de células natural killer para ligantes HLA-C, expresso em células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho KIR2DL2/KIR2DL3
Observações/Apelido	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor semelhante a imunoglobulina de células killer 2DL3; KIR2DL2/KIR2DL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3803/3804
ID do Gene	3803/3804
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do KIR2DL3 humano (NP_056952.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso Proteico	27kDa/37kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo