


Anticorpo Policlonal Anti-Kir2DL3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43628

Número do item: CM0022141



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KIR2DL3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de receptores de células NK e pesquisas sobre pontos de controle imunológico. Apresenta reação cruzada com humanos e camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KIR2DL3 Rabbit pAb
Observações/Alíás	p58, NKAT, GL183, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2DS5, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3804
GeneID	3804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 de KIR2DL3 humano (NP_056952.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P43628
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo