

## Anticorpo Monoclonal Anti-Kir2DL4 Para Wb, Fc, Elisa - Q99706

Número do item: CM0007421



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra KIR2DL4 humano, validado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Este receptor liga-se ao HLA-G e regula as respostas imunológicas na interface materno-fetal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | KIR2DL4 Coelho mAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 3805                                                                                                                        |
| GeneID              | 3805                                                                                                                        |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-242 do KIR2DL4 humano (NP_002246.5) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, FC, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                      |
| SWISS               | Q99706                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |