

Anticorpo Policlonais Anti-Kir2DL4 Para Wb, Elisa - Q99706

Número do item: CM0012909



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho KIR2DL4 (Q99706) validado para WB, ELISA. Detecta KIR2DL4 humano, de camundongo e rato, um receptor para o HLA-G não clássico. Ideal para estudar a sinalização de células NK e imunologia materno-fetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIR2DL4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3805
ID do Gene	3805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-242 do KIR2DL4 humano (NP_002246.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99706
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo