


Anticorpo Policlonal Anti-Kir3DL1 Para Wb, Elisa - P43629

Número do item: CM0023405



introdução

Anticorpo policlonal Anti-KIR3DL1 validado para WB e ELISA. Tem como alvo o recetor de imunoglobulina tipo killer celular 3DL1 humano, reage cruzadamente com rato, PM 49 kDa. Ideal para estudos de células NK e imunorrecetores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIR3DL1 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1; KIR3DL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3811
ID do Gene	3811
Imunogénio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-222 do KIR3DL1 humano (NP_037421.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P43629
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo