

Anticorpo Policlonal Anti-Kir3DL3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N743

Número do item: CM0015637

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-KIR3DL3 validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reconhece KIR3DL3 humano, de camundongo e de rato, um receptor inibitório de células NK. Ideal para pesquisa de células imunes e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIR3DL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KIR44; KIRC1; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115653
ID do Gene	115653
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB,IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N743
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo