

Anticorpo Policlonal Anti-Kir3Ds1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14943

Número do item: CM0025098

introdução

O KIR3DS1 Rabbit pAb detecta o receptor de células NK CD158E2 em humanos, camundongos e ratos. Validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Suporta estudos de imunidade inata e receptores de classe I do MHC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIR3DS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-340 do KIR3DS1 humano (NP_001077008.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14943
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Em saco de gelo