

## Anticorpo Policlonal Anti-Kirrel Para Wb, Elisa - Q96J84

Número do item: CM0013109

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KIRREL humano (NEPH1), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia dos podócitos e da barreira de filtração glomerular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | KIRREL Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | NEPH1; KIRREL; NPHS23                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 55243                                                                                                                      |
| GeneID              | 55243                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-200 de KIRREL humano (NP_060710.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS               | Q96J84                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 84 kDa                                                                                                                     |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                              |