

Anti-Kiss1 (Kisspeptina-1) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15726

Número do item: CM0028956



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à KISS1 humana (Kisspeptina-1, HH13). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa em endocrinologia reprodutiva e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KISS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HH13; KISS-1; KISS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3814
ID do Gene	3814
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-138 da KISS1 humana (NP_002247.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15726
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de Gelo