


Anticorpo Policlonal Anti-Kiss1R Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969F8

Número do item: CM0025252



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra KISS1R (43 kDa) detecta KISS1R humano, de camundongo e de rato. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva e GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KISS1R Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HH8; CPPB1; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R
Espécie	Humano
GeneID	84634 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do KISS1R humano (NP_115940.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969F8
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo