


Anticorpo Policlonais Anti-Kitlg Para Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Número do item: CM0030740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KITLG humano (SCF, MGF). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa em biologia de células-tronco, hematopoiese e sinalização cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KITLG Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kitl; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4254
GeneID	4254
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21583
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo