


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Kitlg Para Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Número do item: CM0019098



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra KITLG humano (ligante SCF/c-Kit). Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada a camundongo. Para pesquisa em hematopoiética, desenvolvimento e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KITLG Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4254
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-214 do KITLG humano (NP_000890.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21583
Peso Molecular da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo