

Anticorpo Policlonal Anti-Klb Para Wb, Elisa - Q86Z14

Número do item: CM0015857



introdução

pAb de Coelho KLB, validado para WB e ELISA, detecta beta-klotho (KLB) humano, de camundongo e de rato. Imunógeno de proteína recombinante, 120kDa, adequado para o estudo da sinalização do FGF21 e do metabolismo de ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho KLB
Observações/Apelido	BKL; KLB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	152831
ID do Gene	152831
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 720-990 do KLB humano (NP_783864.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86Z14
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Saco com gelo