

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klc2 Para Wb E Elisa - Q9H0B6

Número do item: CM0022455



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra KLC2 humano (cadeia leve 2 da cinesina), com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para WB e ELISA, ideal para pesquisas sobre o transporte de organelas baseado em microtúbulos e o posicionamento de lisossomos na neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLC2 pAb de coelho
Observações/Apelido	KLC2; SPOAN
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	64837
ID do gene	64837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 da KLC2 humana (NP_073733.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H0B6
Peso da proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo