

Anticorpo Policlonais Anti-Klf1 Para Wb, Elisa - Q13351

Número do item: CM0014947



introdução

Anticorpo Policlonais de coelho KLF1 (pAb) para aplicações de Western Blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Uso em pesquisa para desenvolvimento de eritrócitos e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	KLF1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10661
GeneID	10661
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q13351
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo