

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf1 Para Wb, Elisa - Q13351

Número do item: CM0022347



introdução

Anticorpo policlonal de coelho KLF1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de transcrição eritroide KLF1 (38 kDa), um regulador chave da eritropoiese e da troca de globina fetal para adulta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KLF1; EKLF; CDAN4; HBFQTL6; INLU; fator Kruppel like 1
Espécie	Humano
ID do Gene	10661
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 211-311 do KLF1 humano (NP_006554.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13351
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo