


Anticorpo Policlonal Anti-Klf10 Para Wb, Elisa - Q13118

Número do item: CM0018610



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o KLF10 humano (TIEG1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre regulação transcricional, ritmos circadianos e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLF10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha; KLF10
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7071
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q13118
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo