

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Klf10 Para Wb, Elisa - Q13118

Número do item: CM0006666



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra KLF10 humano (TIEG1), validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de ritmo circadiano e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF10 Coelho mAb
Observações/Apelido	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alfa, KLF10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7071
ID do Gene	7071
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KLF10 humano (Q13118)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13118
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo