

Anticorpo Policlonal Anti-Klf11 Para Wb, Elisa - O14901

Número do item: CM0023107

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KLF11 humano, validado para WB e ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para estudos de fatores de transcrição, sinalização de TGF-beta e pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FKLF; FKLF1; MODY7; TIEG2; Tie3; KLF11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8462
GeneID	8462
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 13-107 do KLF11 humano (NP_003588.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O14901
Peso Proteico	55kDa
Remessa	Saco de Gelo