

## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Klf12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4X4

Número do item: CM0023478

### introdução

KLF12 Rabbit pAb validado para WB, IHC-P e ELISA; reconhece KLF12 (AP2REP) humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de repressão transcripcional e regulação do gene AP-2-alfa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | KLF12 Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | AP2REP; AP-2rep; HSPC122; KLF12                                                                                            |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene           | 11278                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-310 do KLF12 humano (NP_009180.3) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS                | Q9Y4X4                                                                                                                     |
| Peso Proteico        | 44kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |