

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf14 Para Wb, Elisa - Q8Td94

Número do item: CM0021391

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KLF14 humano (BTEB5), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Peso molecular previsto de 33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF14 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	BTEB5; KLF14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	136259
GeneID	136259
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do KLF14 humano (NP_619638.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TD94
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de Gelo