

Anticorpo Policlonal Anti-Klf15 Para Wb, Elisa - Q9Uih9

Número do item: CM0030309



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o KLF15 humano, um regulador transcricional envolvido na fibrose e hipertrofia cardíaca. Adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano. Ideal para pesquisa cardíaca e renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF15 Coelho pAb
Observações/Apelido	KKLF; KLF15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28999
GeneID	28999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do KLF15 humano (NP_054798.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIH9
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo