

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf15 Para If/Icc E Elisa - Q9Uih9

Número do item: CM0018078



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KLF15 humano (fator 15 semelhante a Krueppel), validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de regulação transcricional, fibrose cardíaca e diferenciação de podócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF15 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KKLF; KLF15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28999
GeneID	28999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do KLF15 humano (NP_054798.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIH9
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo