

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Klf4 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O43474

Número do item: CM0002428



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-KLF4 validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta KLF4 humano, de camundongo e rato (O43474). Adequado para pesquisa em células-tronco, diferenciação e barreira epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF4 mAb de Coelho
Observações/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9314
GeneID	9314
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43474
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo