

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf4 Para Wb, Elisa - O43474

Número do item: CM0023907



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KLF4 humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar a regulação da transcrição, a manutenção de células-tronco e a diferenciação epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EZF; GKLf; KLF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9314
ID do Gene	9314
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-479 do KLF4 humano (NP_004226.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43474
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo