

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q60793

Número do item: CM0031005



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o fator de transcrição KLF4, validado para Western blot, imuno-histoquímica-parafina e ELISA. Detecta origens humana, de camundongo e de rato. Suporta estudos de células-tronco, biologia epitelial e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EZF; Zie; Gklf
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	9314
GeneID	16600
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 do KLF4 de camundongo (NP_034767.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q60793
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Saco com gelo